



**CORPORATIVO PROMEDICA
DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

CARRO ROJO EMERGENCIA

- equipado -





Carro Rojo (equipado)

Unidad rodable de soporte de vida, en la que se concentra de manera ordenada el equipo, material y medicamentos, para iniciar oportuna y adecuadamente las maniobras de RCP y cerebral.

- **Carro rojo:**

- Con tabla de RCP de plexiglass.
- 4 ruedas antiestáticas con sistema de frenado.
- Espacio para colocar desfibrilador / monitor.
- Superficie de poliuretano de alto impacto.
- Con cajones de plástico ABS.



- **Desfibrilador (en diferentes versiones):**

- Con marcapasos.
- Con oximetría.
- Multiparámetros.

mindray



- **Laringoscopio:**

- Mangos (recargables o baterías).
- Palas (rectas o curvas).

Riester

- **Resucitadores:**

- Con resucitador adulto y pediátrico.



- **Tanque de oxígeno:**

