

# mindray



Distribuidor exclusivo:





# Un proveedor líder de soluciones para el quirófano

Mindray es un promotor, fabricante y profesional de marketing líder de dispositivos médicos en todo el mundo con una amplia gama de productos de lámparas LED de quirófano, mesas de operaciones y unidades de techo.

Con la más innovadora tecnología LED, la serie HyLED ofrece una eficiencia lumínica excelente, junto con una fuente de luz sin emisión de calor y una vida útil extremadamente larga para que disfrute siempre del mayor respaldo en el quirófano.

Mindray ofrece soluciones totales personalizadas que optimizan la moderna configuración del quirófano y aumentan la eficiencia y el valor de su práctica clínica. Podemos proporcionarle todos los dispositivos para su quirófano:



Brazo articulado para anestesia



Sistemas de suministro de techo HyPort 8000-I



Sistemas de suministro de techo HyPort 8000-II



Lámpara de quirófano serie HyLED 9



Lámpara móvil HyLED 9500



Lámpara LED de quirófano HyLED 8600



Mesa de operaciones HyBase 6100



Mesa de operaciones HyBase 3000



Lámpara halógena de quirófano HyLite



# Más productos...

## WATO EX-35 Máquina de anestesia



|  |   |
|--|---|
| La unidad principal incluye ventilador, salida ACGO, circuito respiratorio, un recipiente para el absorbedor de CO <sub>2</sub> un cajón, una batería de litio |   |
|  | WATO EX-35  |
| Peso:<br>(sin vaporizador ni cilindro)   | <120 kg   |
| Dimensiones  | 1375 mm (H) X 880 mm (A) X 620 mm (P)   |
| Alimentación eléctrica   | 100~240 V   |
| Batería  | 150 min   |
| Ventilador   | Accionamiento neumático y control electrónico   |
| Modo de ventilación  | Espontáneo/Manual/VCV/PCV/SIMV/PSV  |
| Volumen corriente  | 20-1500 ml (VCV)  |
| Rango de flujo inspiratorio  | 1 ~ 100 l/min   |
| Llenado rápido de oxígeno (flush)  | 25 ~ 75 l/min   |
| Recipiente para el absorbedor de CO <sub>2</sub>   | 1.5 l   |
| Suministro de gas  | O <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> O, O <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> O+aire, O <sub>2</sub> +aire  |
| Yugos sostenedores de los cilindros de respaldo  | O <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> +O <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> O, O <sub>2</sub> +aire  |
| Posiciones para el vaporizador   | 2   |
| Vaporizador  | Halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano  |
| Sistema de montaje del vaporizador   | Selectatec, Interlock   |
| Monitorización de los agentes anestésicos  | Opcional  |
| Monitorización de ETCO <sub>2</sub>  | Opcional  |
| Ajustes del monitor  | Volumen corriente, concentración de O <sub>2</sub> , Presión de las vías respiratorias, frecuencia respiratoria. Volumen por minuto, PEEP   |
| Alarma   | Presión de las vías respiratorias baja, presión de las vías respiratorias alta, alarma de fallo de oxígeno, alarma de apnea, alarma de frecuencia respiratoria, concentración de O <sub>2</sub> |
| Sistemas de evacuación de gases anestésicos (ACGO) activos   | Opcional  |



**MEC-1000**  
MONITOR DE PACIENTE

- Pantalla a color de 10.4 pulgadas con 4 ondas.
- Parámetros Básicos incluyendo ECG, RESP, SpO<sub>2</sub>, PNI (NIBP), TEMP.
- Adecuado para el cuidado de pacientes: adultos y pediátricos.
- 72 horas tendencia tabular y gráfica para todos los parámetros.
- Modulación del tono para SpO<sub>2</sub>
- Análisis de arritmias y detección de S-T.
- Alarmas audibles y visuales con rango ajustable.
- Capacidad de conexión al Sistema Central de Monitorización.



**MEC-2000**  
MONITOR DE PACIENTE

- Pantalla TFT 12.1" de color con cuatro(4) ondas.
- Adecuado para pacientes: adultos, pediátricos y neonatos.
- Parámetros básicos (ECG, RESP, TEMP, SpO<sub>2</sub>, PNI/NIBP) con cubierta dura.
- Capacidad de conexión al Sistema Central de Monitorización.
- Gran capacidad de almacenamiento y manejo de los datos.
- (Hasta 96 horas de tendencia tabular y gráfica para todos los parámetros).
- Opcional: Registrador térmico integrado.  
Tarjeta de de memoria para el almacenamiento.



## Gama completa de productos para quirófano

La avanzada y fiable gama de productos se complementa a la perfección entre sí para proporcionarle el mejor servicio posible.



**BeneHeart D6**

El BeneHeart D6 es un desfibrilador/monitor bifásico profesional de alta gama que cumple los requisitos de los profesionales médicos en todo el mundo a diferentes niveles. El diseño compacto, duradero y ergonómico del D6 integra desfibrilación manual, monitorización, estimulación y funciones AED.

Sus funciones de monitorización incluyen 3/5/12 electrodos de ECG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, Resp, 2-Temp, 2-IBP y EtCO<sub>2</sub>.

